



兔抗鼠 IgG 抗体

货 号	AB-036A
抗体类型	多克隆抗体
性 状	液体
种 属	兔
靶 标	鼠 IgG
纯化方法	抗原亲和层析
过 滤	0.2um
纯 度	≥95%
标 记 物	无
缓冲系统	10mM 磷酸盐缓冲生理盐水（PBS），pH7.4
防 腐 剂	无
保存条件	≤-20℃
有 效 期	24 个月
应用范围	侧向层析、酶联免疫、化学发光、WB 等免疫检测方法。
注意事项	避免反复冻融。如需多次取用，建议分装保存。