



武汉原谷生物科技有限责任公司
Wuhan Yuangu Biotechnology Co.,Ltd

小鼠血清白蛋白

产品货号	SA-002
规 格	5g 100g
性 状	冻干粉
来 源	正常小鼠血清
外 观	白色至淡黄色粉末
纯化方法	热休克法
纯 度	≥95% (HPLC)
标 记 物	无
防 腐 剂	无
保存条件	2-8℃保存
有 效 期	5 年

武汉东湖新技术开发区神墩四路 666 号 F 区 1 层南

网址: www.yuangubio.com

电话: 027-59272815