



Balb/c 小鼠血清

产品信息

| 产品货号 | 产品名称 | 级 别 | 规 格 |
|------|-------------|----------|-------|
| SMBA | Balb/c 小鼠血清 | 0.2um 过滤 | 100mL |
| | Balb/c 小鼠血清 | 0.2um 过滤 | 500mL |

产品描述

| | |
|-------|----------------------------|
| 来 源 | 正常、健康、未免疫的 Balb/c 小鼠 |
| 状 态 | 液体 |
| 外源物质 | 生产过程未添加任何抗凝或促凝剂、抗生素等 |
| 总蛋白浓度 | $\geq 50\text{mg/ml}$ |
| pH 值 | 7.8 ± 0.5 |
| 血红蛋白 | $\leq 0.35 \text{ mg/ml}$ |
| 防 腐 剂 | 无 |
| 保存条件 | $\leq -20^{\circ}\text{C}$ |
| 有 效 期 | 5 年 |

注意事项

1. 2-8℃保存，请勿超过一个月。避免反复冻融。如需多次取用，建议分装保存。
2. 将血清从冷冻箱取出后，先置于 2-8℃冰箱使之融化，然后在室温下使之全融。在融化过程中，需要经常轻轻摇晃血清使其均匀融化，但应避免剧烈振动。
3. 使用中应减少血清冻融次数，血清在室温或 2-8℃冰箱内放置过久会影响血清质量。
4. 血清解冻后发现有多絮状沉淀物出现，可以将血清低速离心，取上清使用。