



武汉原谷生物科技有限责任公司
Wuhan Yuangu Biotechnology Co.,Ltd

鸡卵清蛋白

产品货号	SA-003
规格	1g 10g
性状	冻干粉
来源	正常鸡卵清
外观	白色至淡黄色粉末
纯化方法	热休克法
纯度	≥95% (HPLC)
标记物	无
防腐剂	无
保存条件	2-8℃保存
有效期	5 年

武汉东湖新技术开发区神墩四路 666 号 F 区 1 层南

网址: www.yuangubio.com

电话: 027-59272815