



鼠抗人 IgM 抗体

货 号	AB-047
抗体类型	单克隆抗体
性 状	液体
种属及亚型	小鼠 IgG1
靶 标	人 IgM (μ 链)
克 隆 号	6C3H4
纯化方法	亲和层析
过 滤	0.2μm
纯 度	≥90%
标 记 物	无
缓冲系统	10mM 磷酸盐缓冲生理盐水 (PBS), pH7.4
防 腐 剂	无
保存条件	≤-20℃
有 效 期	24 个月
应用范围	侧向层析、酶联免疫、化学发光、WB 等免疫检测方法。
注意事项	避免反复冻融。如需多次取用, 建议分装保存。