



HRP 标记羊抗猪 IgG (Fc) 抗体

名 称	HRP 标记羊抗猪 IgG (Fc) 抗体
货 号	AJ017P
状 态	液体
种 属	山羊
靶 标	猪 IgG Fc 片段
纯化方法	抗原亲和纯化
纯 度	≥95%
标 记 物	辣根过氧化物酶 (HRP)
缓冲系统	10mM PBS, pH7.4, 含 50%甘油
防 腐 剂	无
保存条件	≤-20℃
有 效 期	24 个月
应用范围	酶联免疫、化学发光、WB 等免疫检测方法。 ELISA 建议稀释度: 1:20000-1:200000
注意事项	1. 本品不含防腐剂, 如需多次取用, 建议分装保存; 不建议在 2-8℃长期保存。 2. 最适工作浓度需根据技术平台及检测系统采用棋盘实验或梯度实验确定。