



羊抗人 IgG （Fc）血清

货 号	AS-01
性 状	液体
种 属	山羊
靶 标	人 IgG Fc
总蛋白浓度	$\geq 50\text{mg/ml}$
效 价	$\geq 1:32$ （免疫双扩散法）
特 异 性	与正常人血清反应为单一沉淀线(免疫电泳法)
过 滤	$0.2\mu\text{m}$
缓冲系统	25mM Tris 250mM NaCl pH7.4
防 腐 剂	无
保存条件	$\leq -20^{\circ}\text{C}$
有 效 期	5 年
注意事项	避免反复冻融。如需多次取用，建议分装保存。