



DNP-BSA

货 号	AG-017
性 状	液体
过 滤	0.2 μ m
纯 度	$\geq 95\%$
缓冲系统	10mM 磷酸盐缓冲生理盐水（PBS），pH7.4
防 腐 剂	0.1% Proclin 300
保存条件	$\leq -20^{\circ}\text{C}$
有 效 期	2 年
应用范围	侧向层析、酶联免疫、化学发光、WB 等免疫检测方法。
注意事项	避免反复冻融。如需多次取用，建议分装保存。