



生物素化牛血清白蛋白 (Biotin-BSA)

产品货号	AG-018
性 状	液体
过 滤	0.2 μ m
缓冲系统	10mM 磷酸盐缓冲生理盐水 (PBS), pH7.4
纯 度	\geq 95%
浓 度	\geq 5mg/ml
标 记 物	生物素
防 腐 剂	无
保存条件	\leq -20 $^{\circ}$ C
有 效 期	24 个月
注意事项	避免反复冻融。如需多次取用, 建议分装保存。