



抗呼吸道合胞体病毒（RSV）核蛋白单克隆抗体

货 号	AB-018
抗体类型	单克隆抗体
亚 型	IgG1
性 状	液体
种 属	小鼠
克 隆 号	RVS2
纯 度	≥90%
标 记 物	无
缓冲系统	10mM 磷酸盐缓冲生理盐水（PBS），pH7.4
防 腐 剂	0.03% NaN ₃
保存条件	≤-20℃
有 效 期	24 个月
应用范围	侧向层析、酶联免疫、化学发光、WB 等免疫检测方法。
注意事项	避免反复冻融。如需多次取用，建议分装保存。