



## 鼠抗人 RBC 单克隆抗体

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 货 号   | AB-035                      |
| 抗体类型  | 单克隆抗体                       |
| 性 状   | 液体                          |
| 种属及亚型 | 小鼠 IgM                      |
| 靶 标   | 人红细胞                        |
| 过 滤   | 0.2um                       |
| 纯 度   | ≥90%                        |
| 标 记 物 | 无                           |
| 缓冲系统  | 10mM 磷酸盐缓冲生理盐水 (PBS), pH7.4 |
| 防 腐 剂 | 无                           |
| 保存条件  | ≤-20℃                       |
| 有 效 期 | 24 个月                       |
| 应用范围  | 侧向层析                        |
| 注意事项  | 避免反复冻融。如需多次取用, 建议分装保存。      |