



Poly-HRP 标记羊抗鼠 IgG 抗体

货 号	CA-041
抗体类型	多克隆抗体
性 状	液体
种 属	羊
靶 标	鼠 IgG
标 记 物	Poly-HRP
缓冲系统	10mM 磷酸盐缓冲生理盐水 (PBS), pH7.4, 50%甘油。
防 腐 剂	无
保存条件	≤-20℃避光保存
有 效 期	24 个月
建议使用浓度	ELISA 1: 5000-1: 15000 免疫印记 1:400-2000 免疫组化 1:50-1:100
注意事项	1.如需多次取用, 建议分装保存, 防止污染; 2.建议根据实际使用情况调整稀释范围范围, 通过实验确定最适使用浓度。