



武汉原谷生物科技有限责任公司

Wuhan Yuangu Biotechnology Co.,Ltd

## 鸡 IgY (冻干粉)

产品货号	BCA-L
规格	1g 10g
状态	冻干粉
来源	正常鸡卵黄
纯化方法	盐析-离子交换法
过滤	0.2um
纯度	≥95% (SDS-PAGE)
浓度	≥20 mg/ml (OD280nm, E <sup>1%</sup> =14) (冻干前) 包装规格所示为 IgG 含量, 冻干粉实际重量大于包装规格所示重量
标记物	无
缓冲系统	10mM 磷酸盐缓冲生理盐水 (PBS), pH7.4±0.2
防腐剂	无
保存条件	2-8°C保存。 复溶后应保存在≤-20°C, 避免反复冻融。如需多次取用, 建议分装保存。
有效期	36 个月

武汉东湖新技术开发区神墩四路 666 号 F 区 1 层南

网址: [www.yuangubio.com](http://www.yuangubio.com)

电话: 027-59272815