



牛 IgG

产品货号	BBA
规格	1g 10g 20g
来源	正常牛血清
状态	液体
纯化方法	辛酸-离子交换法
纯度	≥95% (SDS-PAGE)
过滤	0.2um
浓度	≥20mg/ml
标记物	无
缓冲系统	10mM 磷酸盐缓冲生理盐水 (PBS), pH7.4±0.2
防腐剂	无
保存条件	≤-20℃
有效期	24 个月
注意事项	1. 应避免反复冻融, 如需多次取用, 建议分装保存。 2. 因本产品不含任何防腐剂, 2-8℃保存, 请勿超过一个月; 如需多次取用, 建议分装且加入合适的防腐剂。