



大鼠 IgG (冻干粉)

产品货号	BRA-L
规 格	100mg 1g 10g
状 态	冻干粉
来 源	正常未免疫大鼠血清
纯化方法	辛酸-离子交换法
过 滤	0.2um
纯 度	≥95% (SDS-PAGE)
浓 度	≥20 mg/ml (OD280nm, E ^{1%} _{1cm} =14) (冻干前) 包装规格所示为 IgG 含量, 冻干粉实际重量大于包装规格所示重量
标 记 物	无
缓冲系统	10mM 磷酸盐缓冲生理盐水 (PBS), pH7.4±0.2
防 腐 剂	无
保存条件	2-8℃保存。 复溶后应保存在≤-20℃, 避免反复冻融。如需多次取用, 建议分装保存。
有 效 期	36 个月