



鼠抗非洲猪瘟病毒 P30 单克隆抗体

货 号	AJ027
抗体类型	单克隆抗体
性 状	液体
种 属	鼠
靶 标	非洲猪瘟病毒 P30 蛋白
克 隆 号	7H9G5
纯化方法	亲和层析
纯 度	≥95%
标 记 物	无
缓冲系统	10mM 磷酸盐缓冲生理盐水 (PBS), pH7.4
防 腐 剂	0.05% proclin300
保存条件	≤-20℃
有 效 期	24 个月
应用范围	侧向层析、酶联免疫、化学发光、WB 等免疫检测方法。
注意事项	避免反复冻融。如需多次取用，建议分装保存。